

Linseis Dilatometer L 75 / 2000



Die Linseis Dilatometer Serie, ist in der gewohnten Qualität und Genauigkeit mit hochpräzisen LVDT – Sensoren aufgebaut und ausgestattet.

Zur einfachen Bedienung des Dilatometer trägt unter anderem die automatische Nullpunkt Einstellung des LVDT – Sensors bei, um den gewählten Messbereich sowohl bei geringen Probenlängen (z.B. Folie) als auch bei langen Proben (bis 50mm) voll ausnützen zu können.

In der Standardausführung kann bis zu einem Vakuum von 10^{-3} mbar gefahren werden.
(Optional bis 10^{-5} mbar).

In der L75er Serie können Messungen unter Vakuum oder Gas durchgeführt werden, dabei sind jegliche erforderlichen Anschlüsse Serienmäßig vorhanden und bedienerfreundlich leicht zugänglich angeordnet.

Durch einen Baukasten ähnlichen Aufbau der Dilatometer Anlage können verschiedene Meßsysteme und Öfen zum Einsatz kommen und auch Kombiniert werden.